



## VISSI-TISSI

### TEŠMENŲ PLOVIKLIS

- NAUDOJIMO SRITIS:** Gyvulių tešmenims ir speneliams plauti prieš melžiant. Taip pat tinka gyvūnams plauti.
- YPATYBĖS:** Priemonės sudėtyje yra komponentų, kurie minkština odą. Žymiai sumažina bendrą bakterijų kiekį ant tešmenų ir sviesto rūgšties bakterijų sporų kiekį ant spenelių.
- PAKUOTĖ:** 1 l plastikiniai buteliai, 5 ir 10 l plastikiniai kanistrai
- PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:** 0,5 % skiedinys (50 ml priemonės 10 l vandens)
- NAUDOJIMO VADOVAS:** Norint paruošti plovimo skiedinį, reikia įpilti 50 ml koncentrato į 10 l šilto (40 °C) vandens. Prieš melžiant tešmenį ir spenelius nuplauti ploviklyje sudrėkinta šluoste. Kiekvienam gyvūnui rekomenduojama naudoti atskirą šluostę. Nuplovus tešmenį ir spenelius reikia sausai nuvalyti.
- SUDĖTIS:** 5–15 % anjoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % EDTA, konservantas (chlorometil- / metilizotiazolonas ir N- / O-formalai).  
Koncentrato pH 7,7
- ATSARGUMO PRIEMONĖS:** Saugotis, kad priemonės nepatektų į akis ir nepraryti. Patekus į akis, išskalauti dideliu kiekiu vandens.
- PAKUOTĖ IR APLINKA:** Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

06/2019



„ESTKO“, AS  
Kullerkupu 2, Kangru 75403,  
Kiili savivaldybė, Harjuma, Estija  
Tel. 679 03 10, faks. 679 03 01  
El. paštas tellimused@estko.ee